



TASARIM	ÜRÜN/ TİP	REF. NO	MALZEME	KAFA-PLAKA (mm)	AĞIRLIK (mg)	BELL YÜKSEKLİĞİ (mm)	UZUNLUK (mm)	KULLANIM İÇİN BELİRTİLER	İMLANT VE TASARIM POZİSYONU
	Angular Protez	1002 610 1002 612	Titanyum (ASTM F67 Tıbbi Sınıf)	-	3	1	2,25 3,25	Uzun insudal işleminde köprü bozuklukları ve başka yolla intakt mobil osiküler zincir yerine	Protez; bir yarık bell (çan), angular bir baş ve ucunda iki kıskacıtan oluşur. Kıskaçların açık uçları hafifçe yayılmıştır, o yüzden kıskaçlar birbirine dokunamazlar. Bell (çan) stapez başına yerleştirilir. Stapez kafası yok olduğunda, o stapez ayağının bozulmamış hareketsiz kemeri üzerine yerleştirilir. Kıskaçlar, uzun insudal işleminin uçlarını tutar, böylece protezi yerinde muhafaza eder.

Timpanoplasti için Protez Kullanım Bilgileri (Angular Protez):

Bu kullanım bilgileri mutlaka “Orta kulak kemikçığı rekonstrüksiyonunda kullanılan protezlere ilişkin genel uyarılar” bölümü ile birlikte okunmalıdır.

Cerrahi Teknik:

Cerrahi teknikler çeşitli cerrahi yollar müspettir.

Uyarı: Paketinden çıkarma: Her halükarda, plastik kutudan çıkarılırken implantın kazara bükülmesinden kaçının. Aksi taktirde, implantta kendine özgü fonksiyon bozuklukları oluşabilir.

Sterilite:

KURZ orta kulak protezleri steril olarak teslim edilir. Ambalaj hasar görmediği veya açılmadığı sürece ambalaj içeriği sterilidir. Ürünler, gerekli tüm emniyet ve sağlık şartlarına uyularak ışınlama yoluyla gama ışınlama ile sterilize edilmiştir. Kullanılması düşünülen ürünün yani protezin muhafaza ambalajı ancak operasyona başlarken açılmalıdır.

Resterilizasyon

Ürünler, tek kullanımlık cinsten ürünlerdir. Yeniden işlemeye / yeniden sterilizasyona izin verilmez.

Uyarı

Tedaviyi yapan doktor, hastalarını aşağıdaki noktalar hakkında bilgilendirmelidir:

Metalik implantları bulunan hastalara mikrodalga ile ışınlama yapılmamalıdır. Çevre basıncında meydana gelen sert dalgalanmalar (dalış yapmak, suya balıklama atlamak, patlama, havai fişek patlaması vs.) orta kulak yapılarında tahribata ve/veya ısıtma ve denge duyularında bozukluklara yol açabileceğinden bunlardan kaçınılmalıdır.

MRI Güvenlik bilgisi

1,5 T; 3,0 T ve 7,0 T için MR koşullu; ayrıntılı bilgiyi www.kurzmed.com adresinde bulabilirsiniz.

Sorumluluk:

Yanlış indikasyon ya da yetersiz cerrahi teknikten dolayı komplikasyonlar ya da diğer yan etkiler meydana gelebilir, uygun olmayan cerrahi seçim, asepsi v.b. durumlar cerrahın sorumluluğu altındadır.

Muhafazası

Orijinal ambalajı açılmadan saklama koşulları: Oda sıcaklığında, kuru ve doğrudan güneş ışınlarından koruyarak saklayın. Kısa süreli sıcaklık ve nem dalgalanmaları sorun teşkil etmez. Her bir protezde, bir LOT numarası ve son kullanım tarihi yazılıdır. Sunulan ürün yani implantat, ambalajında belirtilen son kullanım tarihi bitiminden sonra kullanılmamalıdır.

Dokumentasyonu

Üretici firma, LOT numarasının ve protez tipinin, yapışkan etiketleri kullanarak hasta kartına, ameliyat raporuna ve implant kimliğine kaydedilmesini önerir.

İmalatçı:

Heinz Kurz GmbH, Tuebinger Strasse 3, 72144 Dusslingen, Germany

Phone: +49 (0)7072 / 9179 - 0; Fax: +49 (0)7072 / 9179 - 79; Internet: www.kurzmed.com; E-Mail: info@kurzmed.de

İthalatçı Firma:

MNT TIBBİ MALZEMELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MUSTAFA KEMAL MAH. 2127 SOKAK NO: 24/6 SÖĞÜTÖZÜ / ANKARA TÜRKİYE

TEL: 0 (312) 260 02 26 – 260 92 82 FAKS: 0 (312) 260 72 21 www.mntmedikal.com.tr

SEMBOLLER

	Üretici		Ürün numarası
	Son kullanma tarihi		Parti kodu
	Işınlama kullanılarak sterilize edilmiştir		Ambalaj hasarlı ise kullanmayın
	Güneş ışığından uzak tutun!		Yeniden sterilize etmeyin
	Yeniden kullanmayın!		Tekli steril bariyer sistemi
	Kuru bir yerde saklayın		İç koruyucu ambalajlı tekli steril bariyer sistemi
	Talimatlara uyun		Dış koruyucu ambalajlı tekli steril bariyer sistemi
	Kırılabilir, dikkatli taşıyın		Tıbbi ürün
			Dikkat